

ProgicielKiné



Description générale du produit :

Le mini logiciel de gestion ProgicielKiné a été développé dans le but d'assister les auriculothérapeutes dans leur gestion des clients, des pointages/piques et de l'équilibrage, ainsi que pour leur fournir des statistiques fiables sur leur travail quotidien.

Sommaire :

Général :

- Installation – Page 2
- Paramétrage initial – Page 5
- Paramétrage postérieur – Page 6
- Bandeau d'information – Page 7

Fonctionnalités :

- Fiche client – Page 8
- Interventions – Page 9
- Piques – Page 11
- Equilibrage – Page 12
- Graphiques – Page 13
- Sauvegarde – Page 15


Technique : - Page 16

- Installation
- Langage et SGBD
- Prérequis


Nouveautés 1.3.1.3 – Page 17

Installation


L'installation se déroule simplement via un exécutable comme celui-ci :




Cliquez sur suivant




Changez le chemin d'installation si nécessaire, sinon cliquez sur suivant



Cliquez sur suivant



Cochez la case puis cliquez sur suivant,




Et enfin sur installer.

Le programme va donc installer tout ce dont il a besoin pour fonctionner.

NB : Au premier lancement, il est possible qu'il vous soit indiqué que le logiciel nécessite LocalDB pour fonctionner, et que ce composant sera installé, il suffira de valider.

Paramétrage initial



The screenshot shows a software configuration window with a dark teal background. At the top left is a red 'X' icon. The title 'Bienvenue' is in large white font. Below it are several input fields and a button:

- Label: 'Entrez le nom de votre société :'. Input field: empty.
- Label: 'Choisissez le chemin de la sauvegarde :'. Input field: contains a file explorer icon.
- Label: 'Entrez la fréquence de sauvegarde (en jours) :'. Input field: empty.
- Label: 'Choisissez un mot de passe par défaut :'. Input field: empty.
- Label: 'Entrez une deuxième fois votre mot de passe :'. Input field: empty.
- Label: 'Entrez la sérialisation :'. Input field: empty.
- Button: 'Tester' (black with white text).

A la première ouverture cette fenêtre s'affichera :

- Le nom de société est simplement affiché dans le reste de l'ERP
 - Le chemin de sauvegarde est l'emplacement où iront les fichiers de sauvegarde.
 - La fréquence de sauvegarde indique tous les combien de jours se fera la sauvegarde automatique.
 - Le mot de passe sera à mémoriser pour entrer dans les paramètres.
 - La sérialisation devra être fournie par l'éditeur.
- Si vous n'en disposez pas et que vous téléchargez ce logiciel en test, cliquez sur le bouton « TESTER ».

Paramétrage postérieur


Une fois ProgicielKiné démarré, le paramétrage est accessible à cet endroit :



Après avoir entré votre mot de passe lorsqu'il est demandé, vous aurez accès à la modification des paramètres entrés à la première ouverture.

C'est également ici que se trouve la création des différentes pathologies pouvant être rencontrées.


Vous trouverez ici le moyen d'[ajouter](#), [supprimer](#), ou [modifier](#) des pathologies.
Vous pourrez également définir en quoi se mesurent les futurs résultats obtenus.



Bandeau d'information

Le petit bandeau noir que vous pourrez apercevoir en bas de chaque fenêtre du logiciel vous alertera de temps, du bon déroulement de certaines choses, ou au contraire, si par exemple un bouton de produit rien quand vous cliquez dessus, ce bandeau vous en indiquera la cause.

Fiche client



The screenshot shows a software interface for managing clients. It features a central form with fields for personal and contact information, a search sidebar on the left, and a sidebar of action buttons on the right. Specific areas are highlighted with colored boxes: an orange box around the search sidebar, a red box around the main client information form, and a blue box around the 'Pathologies' section at the bottom right.

Search Sidebar (Orange Highlight): Includes a 'Recherche :' header, input fields for 'Nom :' and 'Prénom :', a search icon, and a large empty list area.

Main Client Form (Red Highlight): Contains the following fields:

- Top Section:** 'Nom :', 'Naissance : 24/02/2016', 'Prénom :', 'Téléphone 1:', 'Téléphone 2:'.
- Address Section:** 'Adresse ligne 1:', 'Code postal:', 'Adresse ligne 2:', 'Ville:'.
- Comments:** A large text area labeled 'Commentaires:'.
- Pathologies (Blue Highlight):** A text area labeled 'Pathologies:' with '+' and '-' icons below it.

Action Sidebar (Right): A vertical list of buttons with icons: 'Nouveau client', 'Modifier client', 'Interventions', 'Supprimer', 'Graphique', 'Equilibrage actuel', and 'Dernières piqures'.

At the bottom left, the text 'Mode recherche' is visible.

C'est ici que vous pourrez rechercher les clients et les sélectionner.

C'est ici que toutes les informations générales des clients devront être saisies.

C'est ici que l'on affecte des pathologies à un client.

C'est ici que l'on a toutes les fonctions liées à cette fenêtre.

Vous pourrez ici créer de nouveaux clients, modifier des clients existants, aller dans les interventions, supprimer un client, voir une synthèse graphique de son évolution, ou encore consulter son dernier équilibrage connu ou les dernières piqures faites lors de la dernière intervention.

Interventions

Les interventions sont gérées ici par client / pathologie.

Une intervention va donc traiter d'une pathologie pour un client.

Après avoir affecté la pathologie EXEMPLEPATHO à mon client de test, je peux donc entrer dans les interventions comme ceci :

The screenshot shows a web application interface for managing interventions. The interface is divided into several sections:

- Search Bar (Left):** Labeled "Recherche :". It contains input fields for "Nom :" (with "NOM" entered) and "Prénom :". Below these is a search button with a magnifying glass icon. A dropdown menu shows the results "NOMTEST Prenomtest".
- Main Form (Center):** A large green-bordered form containing client and intervention details.
 - Client Information:** ID : 1, Date de création : 24/02/2016, Nom : NOMTEST, Naissance : 24/02/2016 (with a calendar icon), Prénom : Prenomtest, Téléphone 1 : 01 01 01 01 01, Téléphone 2 : 02 02 02 02 02.
 - Address Information:** Adresse ligne 1 : ADRESSE1, Code postal : 69000, Adresse ligne 2 : ADRESSE2, Ville : LYON.
 - Comments and Pathologies:** Commentaires : COMMENTAIRES LIBRES (with a text area), Pathologies : EXEMPLEPATHO.
- Sidebar (Right):** A vertical list of buttons with icons:
 - Nouveau client (person icon with plus)
 - Modifier client (pencil icon)
 - Interventions (person icon with plus) - A red arrow points to this button.
 - Supprimer (trash icon)
 - Graphique (bar chart icon)
 - Equilibrage actuel (person icon)
 - Dernières piqures (ear icon)

At the bottom left, it says "Mode recherche". At the bottom right, there are two buttons: a green one with a plus sign and a red one with a trash icon.

Ce qui donne cette fenêtre :

Ici nous choisissons la pathologie en cours de traitement.

En changeant, nous actualisons la liste des interventions en dessous, qui sont donc les interventions liées à la pathologie sélectionnée.

Dans cet encadré se situent les informations que nous saisisons dans une nouvelle intervention.

Le champ résultat est obligatoire.

NB : En fonction de la pathologie en cours de traitement, nous avons mis une pathologie qui se mesure en douleur et en HAT, le logiciel vous demandera donc de saisir les valeurs de douleur avant et après intervention, et le HAT mesuré.

(La douleur se mesure dans ce logiciel de 0 à 10).

Piqures

Bien entendu, ce logiciel permettra d'enregistrer les piqures faites sur chaque intervention.

Pour ceci, sélectionnez une intervention et cliquez sur le bouton piqure :


The screenshot shows a medical software interface. On the left, there is a sidebar with a patient icon, a 'Pathologie' dropdown menu set to 'EXEMPLEPATHC', and a list of 'Interventions' with the date '24/02/2016' selected. The main area has a green header with 'NOMTEST, Prenomtest(1)'. Below this, there are fields for 'Date de l'intervention' (24/02/2016) and 'Libre' (LIBRE EXEMPLE). A large text area contains 'RESUTAT EXEMPLE'. At the bottom, there are input fields for 'Dose (mg)' (10) and 'Dose (mg)' (8), and a 'NAT' field (35). On the right, there is a vertical toolbar with buttons: 'Nouvelle' (green plus), 'Modifier' (pencil), 'Photo' (camera), 'Piqures' (ear icon), 'Equilibrage' (balance scale), and 'Supprimer' (trash). The bottom status bar says 'Mode recherche'.

Ce qui nous amène ici, où vous pourrez saisir de nouvelles piqures de type aimant, clou, laser, ou encens, sur différents plans de l'oreille.


The screenshot shows a software interface for marking ear points. At the top, there are tabs for 'Avant-D', 'Arrière-D', 'Coté-D', 'Avant-G', 'Arrière-G', and 'Coté-G'. The main area displays a grayscale image of a human ear with several colored dots (green, blue, yellow, red) placed on it. On the right, there is a blue sidebar with the following information: 'Client : NOMTEST', 'Prénom : Prenomtest', and 'Intervention N° : 1'. Below this, there is an 'Imprimer' button with a printer icon. A legend lists the types of marks: 'Aimant (Vert)', 'Clou (Bleu)', 'Laser (Jaune)', and 'Encens (Rouge)'. At the bottom, there is an 'Ajout / Suppression' section with a green plus button and a red trash button.

Equilibrage

De la même façon que l'on va dans les piqures, nous pouvons saisir sur chaque patient l'équilibrage au moment de l'intervention. Le bouton est d'ailleurs juste en dessous :



Ce qui nous amène à ce stade, où nous pouvons, grâce aux flèches situées à droite, indiquer l'équilibrage de notre patient :



Graphiques


Les graphiques sont accessibles depuis le menu principal sur ce bouton :





Ils vous fourniront une analyse des données saisies chaque jour sur ces bases :

- Evolution client
- Fréquence d'apparition des pathologies
- Evolution pathologie

L'évolution client vous donnera un aperçu de l'évolution de douleur, HAT, symptômes en fonction de ce qui a été saisi au fil du temps et indépendamment des pathologies. Nous pouvons également borner les dates entre lesquelles nous voulons une analyse.



-Soit du nombre d'interventions ayant eu lieu dessus.



Sauvegarde

Les paramètres de sauvegarde sont touchables dans ce bouton, onglet sauvegarde :



A chaque connexion au logiciel, s'il détecte que cela fait plus de X jours qu'aucune sauvegarde n'a été faite, le logiciel vous préviendra qu'il va faire une sauvegarde, puis copie un fichier de sauvegarde au chemin paramétré et relance le logiciel.

Pour faire ces manipulations manuellement il faudra aller dans sous-menu « avancé » et jouer avec les imports/export.



L'installation a été construite à partir de l'utilitaire « Inno Setup compiler » disponible gratuitement et très répandue pour les installations.

Le logiciel a été intégralement développé en Visual basic, et s'appuie sur un SGBD récent qui est un composant de SQL Express : SQL Compact (nouveau Framework .NET).

Il est nécessaire d'avoir le Framework 4.5.1 au minimum d'installé, trouvable à cette adresse :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=40779>

Ce composant est natif sur Windows 10, et peut être installé sur Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1 et Windows Server 2012.

Nouveautés 1.3.1.3

Le téléchargement des mises à jour est désormais disponible.

Le nouveau paramétrage consiste à indiquer les liens vers les téléchargements de :

- La documentation que vous lisez en ce moment.
- Le fichier de mise à jour potentiel.
- Le fichier de version qui fait office de test pour le passage de version.



Tout ceci est paramétrable dans ce nouveau menu, qui sera donc, comme vous l'avez compris, capable de s'adapter aux proxys. (Le port doit être précisé après les « : »)

Ce petit bandeau fait donc son apparition sur le menu général :



Il vous indiquera :

- S'il y a un problème d'accès à internet quelconque
- Si vous êtes dans la dernière version à jour

-Si vous avez une mise à jour disponible.

Le téléchargement est lancé dans une barre de progression qui prend la place de ce bandeau et installé de suite après avoir coupé les instances du logiciel ouvertes.

Le but de tout ceci étant de pouvoir fournir des améliorations et corrections à distance et en dynamique, sans même avoir à téléphoner pour indiquer la présence d'une mise à jour quelque part.