



## Crimpable Archwire Hooks with Split Archwire Opening

- Excelente para usarse con ataduras minitornillo.
- Une fácil y seguramente closed coil spring o cualquier atadura auxiliar.
- Puede ser colocado en arcos en el interior o exterior de la boca.
- Curva de 6.8 mm de altura y ajusta en arcos de hasta .022" x .025".

Patient Left .....20104L  
Patient Right .....20104R  
20 por paquete



## Crimpable Bi-Directional Ball Hooks with Split Archwire Opening

- Se coloca fácilmente en arcos de cualquier tamaño en el interior o exterior de la boca.
- Ancla de seguridad para cualquier atadura auxiliar.
- Gancho bidireccional para fácil ligado.
- Suave para la comodidad del paciente.
- Acero inoxidable de alta calidad.
- Ajusta arcos de hasta .022" x .025".

**Short: 1.6mm tall**  
Item #: 20102  
20 por paquete

**Long: 3.3mm tall**  
Item #: 20103  
20 por paquete



## Nickel Titanium Closed Coil Springs

Closed Coil Springs envía la cantidad ideal de fuerza de retracción consistente que se necesita para cerrar o mantener cualquier espacio.

- Brinda niveles de fuerza constante.
- Activo hasta que el resorte es cerrado.
- Calidad Nickel Titanium Superelástico.
- Provee comodidad y fuerzas predecibles durante el tratamiento.
- Ojales de acero inoxidable para fácil atadura.

### Light Force 100gm

9.0mm (.010" x .030") .....700-104L  
12.0mm (.010" x .030") .....700-105L


### Medium Force 150gm

9.0mm (.011" x .030") .....700-104M  
12.0mm (.011" x .030") .....700-105M

### Heavy Force 200gm

9.0mm (.012" x .030") .....700-104H  
12.0mm (.012" x .030") .....700-105H


10 por paquete



## Crimpable Ball Hooks with Split Archwire Opening


- Hecho de acero inoxidable de alta calidad.
- Ganchos suaves y redondos pueden ser colocados precisamente sin remover el arco.
- Se engarza a arcos rectangulares de hasta .022" x .025".

**Split Ball Hooks: 3.3mm tall**  
Item #: 20105  
20 por paquete



## Nickel Titanium Distalizing Springs

- Distaliza molares sin el uso de headgear.
- Logra distalización de 1.0 mm a 1.5 mm por mes.
- Encaja sobre cualquier tamaño de alambre.
- Niveles de fuerza disminuyen cuando el largo del resorte crece.



.010" x .045" .....700-100

3 por paquete, 7" de longitud



## Nickel Titanium Open Coil Springs

- Diseñado para máximos resultados
- Brinda fuerza continua para abrir o detener espacios entre dientes

### Lengths

.010" x .030" .....700-101  
.012" x .030" .....700-102  
.014" x .036" .....700-103

### Spools

.010" x .030" .....700-000  
.012" x .030" .....700-001

3 resortes por paquete 7" de longitud 15" carrete

## Bondable Lingual Retainers

### Medidas

- Forma anatómica y almohadilla de despazamiento
- Malla en la almohadilla de unión
- Alambre termotratable

La selección del tamaño es determinada por la medida en milímetros del centro de un diente al otro.




### Lower Cuspid to Cuspid

### Foil Mesh Bonding Pad

#### ▼ Lower/Mandibular Cuspid to Cuspid (3x3) .032" Diameter Wire

|    |        |            |
|----|--------|------------|
| #2 | 22.0mm | .....68285 |
| #4 | 24.0mm | .....68281 |
| #6 | 26.0mm | .....68282 |
| #8 | 28.0mm | .....68283 |
| #0 | 30.0mm | .....68284 |

5 por paquete



### Cuspid to Cuspid Kit

Item #: 68280

20x retenedores,  
4 de cada tamaño



## Nickel Titanium TAD Closed Coil Springs

Específicamente para uso con Spider Screw. Puede ser usado también con otros sistemas TAD con una cabeza más pequeña que 3.0 mm.

### Light Force 100gm


9.0mm (.009" x .030") .....900-104L  
12.0mm (.009" x .030") .....900-105L

### Medium Force 150gm

9.0mm (.011" x .030") .....900-104M  
12.0mm (.011" x .030") .....900-105M

### Heavy Force 200gm


9.0mm (.012" x .030") .....900-104H  
12.0mm (.012" x .030") .....900-105H



10 por paquete



## Stainless Steel Retraction Archwires



- Intrusión anterior
- Cerrado de espacios
- Retracción anterior
- Elástico comprometido
- Forma personalizada para medidas exactas
- Acero inoxidable 304v de grado médico


### Punto de medida

Medir a lo largo de el borde incisal de distal lateral a distal opuesto lateral.

### 4 Keyhole Wire Size

| Arch   | .016" x .022" | .019" x .025" |
|--------|---------------|---------------|
| 24.0mm | 4KL-224       | 4KL-624       |
| 26.0mm | 4KL-226       | 4KL-626       |
| 28.0mm | 4KL-228       | 4KL-628       |
| 30.0mm | 4KL-230       | 4KL-630       |
| 32.0mm | 4KL-232       | 4KL-632       |
| 34.0mm | 4KL-234       | 4KL-634       |
| 36.0mm | 4KL-236       | 4KL-636       |
| 38.0mm | 4KL-238       | 4KL-638       |
| 40.0mm | 4KL-240       | 4KL-640       |
| 42.0mm | 4KL-242       | 4KL-642       |
| 44.0mm | 4KL-244       | 4KL-644       |

10 por paquete



## Lijs stripper

Inteligentemente diseñado, completamente de acero inoxidable esmaltado el cual es fácil de cargar y operar, instrucciones incluidas. La profundidad de la tira abrasiva puede ser ajustada, eliminando el corte en el tejido gingival del paciente.

Size 6mm

Single sided AS-S6M

Double-sided AS-D6M

12 por paquete

## Diamond Disc Safety Guards



### Clear Safety Guard

- Desechable
- Para completa visibilidad
- Ajusta discos hasta de 22.0 mm
- Use con piezas estilo doriot

Item #: 88615

15 por paquete

### Metal Safety Guard

- Use con piezas estilo doriot
- |             |       |
|-------------|-------|
| 19.0mm..... | 88611 |
| 22.0mm..... | 88612 |

Autoclavable up to 275°F/135°C

## Interproximal Diamond Burs

Es recomendado empezar con diamante mediano para remover rápidamente la cantidad requerida de esmalte. Seguir con el diamante fino para suavizar la superficie del diente creando un resultado preciso y paralelo.

- Tamaño y fricción consistente de la arena
- Excelente exposición de partículas de diamante
- Para usar con piezas de alta velocidad

### Fine Grit Long

(Red Color ID)

Item #: 8859-31-010

### Medium Grit Long

(Blue Color ID)

Item #: 859-31-010

Alta velocidad, 5 por paquete

Heat sterilizable up to 340°F/170°C  
or autoclavable up to 250°F/121°C



## Rotation Wedges



Lengüeta preformada encaja rápidamente sobre la aleta del bracket para rotar dientes individuales.

Gray .....577-303

Clear .....577-304

100 por paquete

## Lingual Sheaths

Indent & window  
Item #: 425-011



10 por paquete

Incisión dental provee retención adicional para sostener la barra del arco palatal en su envoltura.

## Direct Bond Buttons Rectangle Base (MIM)\*



Oval Flat.....400-201

Oval Curved .....400-202

3.88mm x 2.48mm una pieza base  
10 por paquete

## Weldable Bondable (MIM)\* Buttons Rectangle Base



Oval Flat.....400-201

Oval Curved .....400-202

3.75mm x 2.58mm una pieza base  
10 por paquete

\* MIM: Metal Injection Molding





## Trampa Lingual



- Elimina fuerzas perjudiciales.
- Desalienta actividad muscular.
- Une los arcos superiores e inferiores.
- 80 gauge hoja de malla en la base de unión.
- Alta calidad 17-4 acero inoxidable.
- Base curva para una perfecta colocación lingual.

Item # 034-001 10 piezas

## Orthodontic Bite Opener



- Abre mordidas profundas con resultados inmediatos.
- Une lingual con anteriores superiores.
- Elimina interferencia oclusal.
- Cómodo para el paciente.
- El material no desgasta el esmalte.
- Reduce fallas en la unión de los brackets inferiores.
- Base curva para una perfecta colocación lingual.

Item # OT-2350  
10 piezas

## 24K Cadena de Tracción

### Toma el control de cúspides afectadas.

Puede unirse a cúspides afectadas por palatino o vestibular. La pequeña cadena de tracción de 1" oscila libremente en el ojal. El diámetro de la cadena corta .016" y larga .022 puede ser cortado fácilmente para lograr la longitud deseada. La cadena de tracción puede ser atada al arco con hilo elástico o entubado para proveer la tracción en la dirección deseada.

### Más seguro para pacientes sensibles al níquel.

La reacción alérgica potencial es minimizada con un chapado de oro de 24 k, lo cual ayuda a limitar la cantidad de iones de níquel que pueden ser liberados en el medio ambiente oral.

### Opciones de Base

#### Ojal de Base Redondeada

- Acero inoxidable.
- Ojal soldado a la base.
- 3.5mm diámetro de base plana.
- 80 gauge hoja de malla en la base.

#### Ojal de Base Rectangular

- Aleación baja en níquel MIM\*.
- Ojal integrado de una pieza.
- 3.0mm x 3.75mm base curva.
- Base de malla con micro gravado MIM\*.



Cadena Larga Base Redonda  
Item # G19650  
5 piezas

Cadena Larga Base Rectangular  
Item # G19651  
5 piezas

## Curved Direct Bond Instrument

- Diseñado para sostener y colocar brackets linguales o accesorios.
- Funciona muy bien con nuestros Orthodontic Bite Opener, Trampa Lingual y Tubos Molares.



Item # OT-201  
1 pieza  
Esterilizable hasta a  
370 °F/188 °C



## Direct Bond Tweezers

Construcción de acero inoxidable.  
Acción reversa, específicamente diseñada para el posicionamiento preciso de brackets o tubos

Item #: OT-203  
Heat sterilizable up to  
370° F/188° C

\* MIM: Metal Injection Molding



## Direct Bond Instrument

Construcción de acero inoxidable.  
Acción reversa no liberará el bracket hasta que se desee.  
Diseñado con puntas de sierra

Item #: OT-204  
Heat sterilizable up to  
370° F/188° C