

NEW COVO[®] ORTHODONTICS Especiales

www.indentmexico.com

GLAM
Sapphire

Máxima



Estética Invisible



Tijuana: 01 (664) 685 37 39 • D.F.: 01 (55) 57 57 4896
Nextel: 152*1003602*1 y 152*1003602*2

Reflections™

Sistema de brackets de cerámica
Fuerza y funcionalidad para un
tratamiento estético excepcional



Comparado con

Allure by Densply GAC
Clarity by 3M Unitek

Allure es una marca registrada de Densply GAC
Clarity es una marca registrada de 3M Unitek

Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hook
Item #: RF-22-1345
Roth .018 5x5 c/hook
Item #: RF-18-1345

Marquis™

Sistema de brackets de acero
inoxidable
Completamente preprogramado



Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hook
Item #: M22-1345
Roth .018 5x5 c/hook
Item #: M18-1345

Encore™

La estética de la cerámica con
la funcionalidad del metal



Comparado con

Clarity by 3M Unitek
Metal-Reinforced

Clarity Metal Reinforced es una marca
registrada de 3M Unitek

Disponible en:
Roth .022 5x5 c/hook
Item #: MC-22-1345
Roth .018 5x5 c/hook
Item #: MC-18-1345

La tecnología de la ortodoncia a su servicio

Espera Excelencia

Innovación en Estética

Covo no sólo ofrece varias líneas de brackets estéticos sino que toma el tratamiento estético a otro nivel ofreciendo una extensa selección de arcos, ligaduras, resortes y uniones estéticos.



BRACKETS _____ 1-5



TUBES AND BANDS _____ 6-7



WIRES _____ 8-14



ATTACHMENTS _____ 15-18



ELASTOMERIC _____ 19-21



BONDING SUPPLIES _____ 22



PATIENT ACCESORIES _____ 23



IMPRESSION SUPPLIES _____ 24



HEADGEAR PRODUCTS _____ 25-27



ORTHODONTIC INSTRUMENT _____ 28-30



LÍNEA ECONÓMICA _____ 31-32



ORGANIZERS _____ 33

Comparado con

Inspire ICE by Ormco

GLAM Sapphire



Bracket de Zafiro Mono Cristalino


Tooth Tone

Accesorios Estéticos



¡Compara y ve la Diferencia!

La propiedad del recubrimiento con el color del diente ofrece una estética superior que combina perfectamente con el esmalte del paciente y los brackets estéticos. El revestimiento extremadamente durable es muy resistente a las manchas.



Contornos fuertes, suaves y redondeados

Para la comodidad del paciente.

Diseño de la ranura


Pulido para un aumento del deslizamiento mecánico.

Alta calidad de material

Fabricado en alta calidad de cristal puro de zafiro.

Base de cementado única

Las esferas de zirconia proveen una adhesión resistente y facilitan el descementado.



Ganchos fuertes, ultra suaves

Para la comodidad del paciente y un enganche seguro de elásticos.

Identificación por colores removable

Para la fácil selección de brackets.

Base curvada redondeada

Proporciona una colocación simple y precisa.

Amplio espacio en el diseño de las alas

Para un fácil ligado.

Disponible en:

Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: GL-221-555
 Roth .018 5x5 c/hooks 345 Item #: GL-181-555
 MBT .022 5x5 c/hooks 345 Item #: GMB-221-555

Inspire ICE es una marca registrada de Ormco.



• Roth Prescription

Tooth	Torque	Ang.
Maxillary		
Central	11	4
Lateral	8	9
Cuspid	-2	8
Cuspid with hook	-2	8
1st Bicuspid	-7	0
1st Bicuspid w/hook	-7	0
2nd Bicuspid	-7	0
2st Bicuspid w/hook	-7	0
Mandibular		
Anterior	0	0
Cuspid	-11	7
Cuspid with hook	-11	7
1st Bicuspid	-17	3
1st Bicuspid w/hook	-17	3
2nd Bicuspid	-21	6
2st Bicuspid w/hook	-21	6

**La alternativa para un
tratamiento invisible**

Pacientes estéticos




Fabricado de puro zafiro monocristalino para un sistema de brackets con la mayor transparencia disponible para una excepcional estética. Casi invisible junto a la tonalidad de algún diente y se mantiene cristal transparente sin mancharse.

Pacientes con bienestar



Cada bracket ha sido diamantado y pulido con calor para lograr un producto redondeado, con ganchos suaves para comprometernos con el confort del paciente. El pequeño tamaño del bracket y el diseño de bajo perfil, proporcionan un bracket deseado y apreciado por los profesionales y pacientes.

Adhesión Resistente



El único doble método de unión (DFM). La base adhesiva del bracket es recubierta con polvo de zirconia creando millones de cortes debajo del adhesivo del bracket, proporcionando una retención mecánica. Este proceso concede una retención segura durante el tratamiento.

Base Curvada Redondeada



La anatómica base curvada del bracket permite una rápida y ágil retirada del bracket. El diseño específico de cada bracket adecuado a la perfecta curvatura del diente, aumenta la fuerza de adhesión.

**Debonding Plier
Para Brackets Estéticos**



Comparado con

In-Ovation C by Dentsply GAC

New

**GLAMINI
Sapphire**



**Bracket System de Zafiro
Mono Cristalino**

**Reduce la sensación de malestar
en la boca de los pacientes
a medida que el
tamaño es más pequeño**

Disponible en:

Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: GMN-022-555
Roth .018 5x5 c/hooks 345 Item #: GMN-018-555

Sensation™

**Sistema de Brackets de Cerámica con Auto-ligado
La Mezcla Perfecta de Estética y Eficacia**



Sensation SLB Opening Instrument
Item# OT-6920

Pasivo a Activo



Passive



Active



Transitional



Disponible en:

Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: 180-12-2011
In-Ovation C es una marca registrada de Dentsply GAC

CROSS

Bracket System Metálico base de malla

Disponible en roth .022 y roth . 018

Set de 5x5 con gancho en cúspide y bicúspide

Roth .022 5x5 Item #: CRS-R022-345

Roth .018 5x5 Item #: CRS-R018-345



Superior Derecho - Rojo Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
2.8	2.8	2.8	2.6	3.2
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11

Superior Izquierdo - Verde Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL	aplication
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°	torque
+5°	+8°	+9°	0°	0°	angle
0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
3.2	2.6	2.8	2.8	2.8	length
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5	aplication


Inferior Derecho - Azul Lower Right - Blue

5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
2.8	2.8	2.8	2.3	2.3
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41

Inferior Izquierdo - Negro Lower Left - Black

1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL	aplication
0°	0°	-11°	-17°	-22°	torque
0°	0°	+5°	0°	0°	angle
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5	in/out
2.3	2.3	2.8	2.8	2.8	length
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5	aplication


- Sistema de identificación**
Por cuadrante con un punto de color removible y una marca de identificación permanente
- Cuerpo del bracket micro modelado**
Para dimensiones precisas de la ranura
- Línea vertical permanente**
Facilita la colocación más precisa del bracket en el eje largo
- Área bajo las alas amplia**
El perfil ideal para una ligadura rápida, fácil y segura
- 50% más fuerza de unión**
Comparado a los brackets con almohadilla de malla 100 gauge
- Esfera en gancho completamente integrada**
Facilita y asegura el ligado de elásticos, sin cargo extra por las esferas en los ganchos
- Fabricado con acero inoxidable 17-4 de alta calidad**
Insuperable fuerza del bracket
- Par en el diseño de la base**
Mantiene alineado nivel de los espacios en la fase final del tratamiento
- Soldadura fuerte de aleación de paladio**
Para una fuerza de unión superior
- 80 Gauge Hoja de malla en la base**
Asegura la máxima fuerza de unión



CROSS Mini Bracket System

Metálico mini (monoblock)



Disponible en roth .022
Set de 5x5 con gancho en cúspide y bisáspide



Cross Mini 5x5 c/hooks 345
Item #: CRMI-R022-345



Superior Derecho - Rojo Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
2.8	2.8	2.8	2.5	3.1
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11



Superior Izquierdo - Verde Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°
+5°	+8°	+9°	0°	0°
0.57	1.1	0.5	0.5	0.5
3.1	2.5	2.8	2.8	2.8
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5



Inferior Derecho - Azul Lower Right - Blue

5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
2.8	2.8	2.8	2.2	2.2
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41



Inferior Izquierdo - Negro Lower Left - Black


1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL
0°	0°	-11°	-17°	-22°
0°	0°	+5°	0°	0°
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5
2.2	2.2	2.8	2.8	2.8
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5



CROSS Standard Bracket System

Metálico ED Standard (monoblock)


Disponible en roth .022 y roth .018
Set de 5x5 con gancho en cúspide y bisáspide




Cross Standard .022 5x5 c/hooks 345
Item #: CRST-022-345
Cross Standard .018 5x5 c/hooks 345
Item #: CRST-018-345

Superior

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
3	3	3	3	3
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11



1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
3	3	3	3	3
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5



Inferior


5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
3	3	3	2.7	2.7
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41




1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL
0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2.7	2.7	3	3	3
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5




CROSS Flex

Bracket System
Metálico (monoblock)Disponible en roth .022
Set de 5x5 con gancho en cúspide y blaúspideCross Flex 5x5 c/hooks 345
Item #: FL-R-022-345Superior Derecho - Rojo
Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
3.2	3.2	3.2	2.8	3.7
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11

Superior Izquierdo - Verde
Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°
+5°	+8°	+9°	0°	0°
0.5	1.1	0.5	0.5	0.5
3.7	2.8	3.2	3.2	3.2
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5

Inferior Derecho - Azul
Lower Right - Blue

5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
3.2	3.2	3.2	2.8	2.8
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41

Inferior Izquierdo - Negro
Lower Left - Black


1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL
0°	0°	-11°	-17°	-22°
0°	0°	+5°	0°	0°
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5
2.8	2.8	3.2	3.2	3.2
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5




aplication
torque
angle
in/out
length
aplication

aplication
torque
angle
in/out
length
aplication


CROSS Light

Bracket System
Metálico ligero (monoblock)Disponible en roth .022
Set de 5x5 con gancho en cúspide y blaúspideCross Light 5x5 c/hooks 345
Item #: LIG-R022-345Superior Derecho - Rojo
Upper Right - Red

5 UR	4 UR	3 UR	2 UR	1 UR
-7°	-7°	-2°	+7°	+11°
0°	0°	+9°	+8°	+5°
0.5	0.5	0.5	1.1	0.5
3.2	3.2	3.2	2.8	3.6
5 15	4 14	3 13	2 12	1 11

Superior Izquierdo - Verde
Upper Left - Green

1 UL	2 UL	3 UL	4 UL	5 UL
+11°	+7°	-2°	-7°	-7°
+5°	+8°	+9°	0°	0°
0.5	1.1	0.5	0.5	0.5
3.6	2.8	3.2	3.2	3.2
21 1	22 2	23 3	24 4	25 5

Inferior Derecho - Azul
Lower Right - Blue

5 LR	4 LR	3 LR	2 LR	1 LR
-22°	-17°	-11°	0°	0°
0°	0°	+5°	0°	0°
0.5	0.5	0.5	1.1	1.1
3.2	3.2	3.2	2.5	2.5
5 45	4 44	3 43	2 42	1 41

Inferior Izquierdo - Negro
Lower Left - Black

1 LL	2 LL	3 LL	4 LL	5 LL
0°	0°	-11°	-17°	-22°
0°	0°	+5°	0°	0°
1.1	1.1	0.5	0.5	0.5
2.5	2.5	3.2	3.2	3.2
31 1	32 2	33 3	34 4	35 5



aplication
torque
angle
in/out
length
aplication

aplication
torque
angle
in/out
length
aplication



Sistema de Brackets de autoligado pasivo



Comparado con
Damon Arch by Ormco
In-Ovation R by Dentsply GAC



Los Brackets son pequeños en tamaño y tienen un suave y contorneado diseño lo cual asegura la máxima comodidad del paciente.

El diseño único para el sistema permite un acceso sin restricciones esto hace que mantener la higiene oral sea muy fácil. Ya que el bracket tiene un clip incorporado, elimina la placa asociada a otros sistemas que requieren elásticos para sujetar los arcos.


El sistema está diseñado para un rápido y fácil ajuste, lo que significa que pasarás menos tiempo en el consultorio dental. Debido a que el bracket tiene un diseño tan innovador, el tiempo de tratamiento se reduce, así puedes lograr y lucir con orgullo la hermosa sonrisa que siempre quisiste.

Maxillary Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.114"	R	300-12-1100
2 2 Lateral	+8°	+9°	.110"	R	300-12-1200
				L	300-12-2200
3 3 Cuspid with hook	0°	+11°	.110"	R	300-12-1310
				L	300-12-2300
3 3 Cuspid	0°	+11°	.110"	R	300-12-1300
				L	300-12-2300
4/5 4/5 Bicuspid with hook	-7°	0°	.114"	R	300-12-1910
				L	300-12-2910
4/5 4/5 Bicuspid	-7°	0°	.114"	U	300-12-5900

Mandibular Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Lower Anterior	0°	0°	.102"	U	300-12-6800
3 3 Cuspid with hook	-11°	+5°	.114"	R	300-12-3310
				L	300-12-4310
3 3 Cuspid	-11°	+5°	.114"	R	300-12-3300
				L	300-12-4300
4 4 1st Bicuspid w/hook & offset	-17°	0°	.114"	R	300-12-3430
				L	300-12-4430
4 4 1st Bicuspid with offset	-17°	0°	.114"	U	300-12-6420
5 5 2nd Bicuspid w/hook & offset	-22°	0°	.114"	R	300-12-3530
				L	300-12-4530
5 5 2nd Bicuspid with offset	-22°	0°	.114"	U	300-12-6520



Ala de ligado redondeada
Cortes bajo el ala generosos y definidos
Base de contorno compuesto
Bracket con offset gingival bicúspide disponible



Disponible en:

Roth .022 5x5 c/hooks 345 Item #: 7322-1345
.022 Damon Standard Torque Item #: 6322-1345

Cierre seguro

Para cerrar el clip del bracket al mismo tiempo que dirige el arco, coloque el extremo con corte en el arco y el otro extremo en la base del clip y apriete.

Direccionador de arco y pinza de cierre


Fácil colocación de los arcos en casos de apiñamiento



Item # OT-210

Pinza para abrir y cerrar el clip

Elimina la conversión accidental del bracket



Item # OT-211

Apertura fácil

Coloca la punta recta en el clip y la punta curva en la zona bajo las alas y aprieta. La herramienta abrirá completamente el bracket.

Cierre seguro

Para cerrar el clip del bracket coloca la punta recta en la base del clip y el extremo curvo en la zona bajo las alas y apriete.


In-Ovation R es una marca registrada de Dentsply GAC
Damon Arch es una marca registrada de Ormco

Stainless Steel Bracket System




Donde la forma encuentra la función para un diseño inteligente de bracket

Identification System



Comparado con

OmniArch by Densply GAC



50% más fuerza de unión

- Alas inferiores anteriores oclusales biseladas: Reducen el potencial de interferencia incisal.
- Área amplia bajo las alas: El perfil ideal para una ligadura rápida, fácil y segura.
- Esfera en gancho completamente integrada: Facilita y asegura el ligado de elásticos.
- Brackets disponibles con offset gingival en la bicúspide: Reduce la interferencia y las fallas en la unión.
- Contornos faciales suaves y redondeados: Mejora la comodidad del paciente.



Acertada compensación dentro/fuera

Elimina el consumo de tiempo en el doblez de primer orden

Disponible en:

Roth .022 5x5 c/hooks 345

Roth .018 5x5 c/hooks 345

MBT .022 5x5 c/hooks 345

Item #: BM-22-1345

Item #: BM-18-1345

Item #: BMT-22-1345

▲ Maxillary Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.154"	R	B18-001	B22-001
				L	B18-002	B22-002
2 2 Lateral	+8°	+9°	.125"	R	B18-011	B22-011
				L	B18-012	B22-012
3 3 Cuspid with hook	0°	+11°	.138"	R	B18-021	B22-021
				L	B18-022	B22-022
3 3 Cuspid	0°	+11°	.138"	R	B18-023	B22-023
				L	B18-024	B22-024
4 4 Bicuspide	-7°	0°	.130"	U	B18-030	B22-030
4 4 Bicuspide with hook	-7°	0°	.130"	R	B18-031	B22-031
				L	B18-032	B22-032
4 4 Bicuspide w/hook & offset	-7°	0°	.130"	R	B18-033	B22-033
				L	B18-034	B22-034
4 4 Bicuspide w/offset pad	-7°	0°	.130"	U	B18-037	B22-037

▼ Mandibular Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Lower Anterior	0°	0°	.098"	U	B18-040	B22-040
3 3 Cuspid with hook	-11°	+5°	.138"	R	B18-051	B22-051
				L	B18-052	B22-052
3 3 Cuspid	-11°	+5°	.138"	R	B18-053	B22-053
				L	B18-054	B22-054
4 4 1 st Bicuspide	-17°	0°	.130"	U	B18-060	B22-060
4 4 1 st Bicuspide with hook	-17°	0°	.130"	R	B18-061	B22-061
				L	B18-062	B22-062
4 4 1 st Bicuspide w/hook & offset	-17°	0°	.130"	R	B18-063	B22-063
				L	B18-064	B22-064
4 4 1 st Bicuspide w/offset pad	-17°	0°	.130"	U	B18-067	B22-067
5 5 2 nd Bicuspide	-22°	0°	.130"	U	B18-070	B22-070
5 5 2 nd Bicuspide with hook	-22°	0°	.130"	R	B18-071	B22-071
				L	B18-072	B22-072
5 5 2 nd Bicuspide w/hook & offset	-22°	0°	.130"	R	B18-073	B22-073
				L	B18-074	B22-074
5 5 2 nd Bicuspide w/offset pad	-22°	0°	.130"	U	B18-077	B22-077

OmniArch es una marca registrada de DENTSPLY GAC.

Microtech Plus

Bracket de Diseño Preciso
Tratamientos con Resultados Precisos

MADE IN USA



Disponible en:

Roth .022 5x5 c/hooks 345

Item #: 340-12-2011

Roth .018 5x5 c/hooks 345

Item #: 340-11-2011



PURE® Invisible Bracket System



Los brackets PURE crean perfectamente el sistema con más alta transparencia disponible para una estética sobresaliente y son virtualmente invisibles contra cualquier tono dental, se mantienen claros y sin manchas.

Cada bracket PURE ha sido pulido con diamantes y calor para producir una superficie suave, con esquinas redondeadas para mayor comodidad. El tamaño pequeño del bracket y su bajo perfil asegura un bracket que tú y tu dentista apreciarán.




Disponible en:


- MBT .022
- Roth .022
- Roth .018

Maxillary Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.126"	R	S18001	S22101
				L	S18002	S22102
2 2 Lateral	+8°	+9°	.116"	R	S18011	S22111
				L	S18012	S22112
3 3 Cuspid with hook	0°	+11°	.126"	R	S18021	S22121
				L	S18022	S22122
4/5 Bicuspid	-7°	0°	.126"	U	S18030	S22130
4/5 Bicuspid with hook	-7°	0°	.126"	R	S18031	S22131
				L	S18032	S22132

Mandibular Arch	Torq.	Ang.	Width	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 Lower Anterior	0°	0°	.112"	U	S18041	S22141
3/3 Cuspid with hook	-11°	+5°	.126"	R	S18051	S22151
				L	S18052	S22152
4/4 1st Bicuspid	-17°	0°	.126"	U	S18060	S22160
4/4 1st Bicuspid with hook	-17°	0°	.126"	R	S18061	S22161
				L	S18062	S22162
5/5 2nd Bicuspid	-22°	0°	.126"	U	S18070	S22170
5/5 2nd Bicuspid with hook	-22°	0°	.126"	R	S18071	S22171
				L	S18072	S22172



Interproximal Reduction Diamond Discs



A. Double-Sided Diamond Disc
19.0mm88617
22.0mm88613
Disc thickness 0.17mm

B. Double-Sided See-Through Diamond Disc
22.0mm88655
Disc thickness 0.20mm

C. Double-Sided Mesh Diamond Disc
19.0mm88657
22.0mm88656
Disc thickness 0.20mm

D. Single-Sided Diamond Disc
19.0mm88616
22.0mm88614
Disc thickness 0.10mm, mounted diamond side down
Heat sterilizable up to 340°F/170°C
or autoclavable up to 250°F/121°C



Mathieu Hemostat, Narrow Tip, High Polished Finish

Item #: OT-8015N
Heat sterilizable up to 370°F/188°C

Finishing Polishing Points



High Shine Enamel Polisher
8.0mm

Item #: W16F
High speed, Max. RPM 10,000
8.0mm head length,
3 por paquete



High Shine Enamel Polisher
10.4mm

Item #: W16D
Slow speed, Max. RPM 4,000 - 8,000
10.4mm head length,
3 por paquete

New

BioFit

Sistema de Autoligado Interactivo

Disponible en: Roth .022 y Roth .018

Roth .022: BF-R-022
Roth .018: BF-R-018

¡La combinación perfecta
Universal Wire!

Más higiénico, Súper estético,
Más confort para el paciente.



Fase 1 Inicial

Alineamiento temprano, empieza el desarrollo del arco

Fase 2 Intermedia

Transicional, nivelamiento y completo, rotación correcta y comienza el control de la torsión

Fase 3 Final

Finaliza el tratamiento y la mecánica de acabados


Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
.012"	2000-100	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
.013"	2000-101		
.014"	2000-102		
.016"	2000-103		
.018"	2000-104		
.013"	2001-101	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
.014"	2001-102		
.016"	2001-103		
.018"	2001-104		
.018"	2001-104		

Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
.014" x .025"	2000-114	Light	Tuff Fit Nickel Titanium
.016" x .025"	2000-116		
.018" x .025"	2000-118		
.014" x .025"	2001-114	Extra Light	Tuff Fit Thermal Nickel Titanium
.016" x .022"	2001-216		
.016" x .025"	2001-116		

Tamaño	Codigo#	Nivel de Fuerza	Arco
.016" x .025"	2002-116	Medium	BetaFit Beta Titanium
.017" x .025"	2002-118		
.019" x .025"	2002-119		
.018"	2003-104	High	Tuff Fit Stainless Steel
.018" x .025"	2001-118		
.019" x .025"	2003-119		

¡El primero en
el mundo!

Bracket de Autoligado
Interactivo con **Clip de
NiTinol de Fuerza
Gradual**



Sólo tiene que sacar el
clip vertical
Para cerrar sólo tiene que
empujar con el dedo

* Secuencia sugerida para Brackets de Autoligado

