


Technische Information Technical information

Gelochtes Tablett Perforated tray



Beachten Sie die Betriebsanleitung des Gerätes!
Observe the operating instructions of the device!



Gelochtes Tablett: bis maximal 20 kg Zuladung.
Perforated tray: up to a maximum load of 20 kg.

Ursprungssprache: Deutsch

DE

Source language: German

EN

Auspacken / Montage

/// Auspacken

- › Packen Sie das gelochte Tablett vorsichtig aus.
- › Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (per Post, Bahn oder Spedition).

/// Montage

Hinweis!

- › Beachten Sie die maximale Zuladung!

1. Tür öffnen.
2. Gelochtes Tablett einlegen.

Unpacking / Assembly

/// Unpacking

- › Please unpack the perforated tray carefully.
- › In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder).

/// Assembly

Notice!

- › Note the maximum payload!

1. Open the door.
2. Insert the perforated tray.

