



Montageanleitung MS 3.5 PCR-Plattenaufsatz**DE****Mounting instruction MS 3.5 PCR-plate attachment****EN**

Schüttler mit PCR-Plattenaufsatz / Shaker with PCR-plate attachment

**Lieferumfang / Delivery scope**

1x PCR-Plattenaufsatz

1x PCR-plate attachment




4x Schraube, Torx T8

4x Screw, Torx T8






1x Winkelschraubendreher T8

1x Cranked wrench
key T8

1x PCR-Platteneinsatz, Ident-Nr. 3428700

1x PCR-plate insert, Id.-No. 3428700

Montage / Mounting**1****2**

Kontaktieren Sie bitte die Service-Abteilung im Falle fehlender Bohrungen im Schütteltisch aufgrund konstruktiver Änderungen.
Please contact the service department in case of missing boreholes in the agitation table due to design-engineering changes.