

## Øjenstyring & kommunikation

	Tobii I-12/I-15 & RollTalk (Intelligaze)	Pceye Go	EyeTablet (med Pceye GO)	Pceye Go Undervisning	MyGaze	EyeTech Tm5 mini
Kort beskrivelse	Komplet mobil øjenstyringspc hvor alt er indbygget	Øjenstyringsmodul som kan tilkobles en almindelig computer	Tablet PC med øjenstyring. Yderst let og mobil	Øjenstyringsmodul som kan tilkobles en almindelig computer	Øjenstyringsmodul som kan tilkobles en almindelig computer	Øjenstyringsmodul som kan tilkobles en almindelig computer
Brugerens primære behov	Kommunikation og øjenstyring som betjening	Øjenstyring som betjening	Øjenstyring som betjening	Før-kommunikation/aktivitetsbaseret leg	Før-kommunikation/aktivitetsbaseret leg	Som betjening til kommunikationsprogrammer, windows og træning
Hvor anvendes hjælpemidlet	Kørestol, seng, skole, hjemme, ude	Stationær eller bærbar PC i hjemmet	Ude og hjemme	På stationær PC i skoler, børnehaver, institutioner	På stationær PC i skoler, børnehaver, institutioner	På bærbar PC, stationær PC i skoler, børnehaver, institutioner
Hvad bruges hjælpemidlet til	Kommunikation, internet, sociale medier, email, sms, fjernbetjening	Alm. computerbrug, internet og mail	Internet, mail og Win8 Apps	Træning og indlæring af øjenstyringsfærdigheder	Træning og indlæring af øjenstyringsfærdigheder	Træning og indlæring af øjenstyringsfærdigheder & Windowsbrug.

Hvem er de typiske brugere	Spastikere, ALS, RETT, hjerneskadede	Funktionsnedsættelser i hånd/arm	Funktionsnedsættelser i hånd/arm	Spastikere, RETT, hjerneskadede	Spastikere, RETT, hjerneskadede	Spastikere, RETT, hjerneskadede
Hvilken software anvender brugerne	Kommunikationstavler, Eye FX, Look to Learn	Almindelige Windowsprogrammer	Almindelige windowsprogrammer og Apps	EyeFX, Look toLearn, og kommunikations-træning	EyeFX, Look toLearn, og kommunikations-træning	Kommunikationsprogrammer, windows, træningsprog.