

### STOSSWELLE LIKAWAVE VARIO

GEZIELTER, SCHONENDER, EFFEKTIVER



#### Extrakorporale Schmerzbehandlung und Triggerpunkt-Therapie

- LIKAWAVE VARIO, eine echte Innovation in der extrakorporalen, hochenergetischen Schmerztherapie.
- Einzigartige VARIO LOGIC TECHNOLOGIE: Durch die intelligent gesteuerte Modulation von Stoßwellenintensität und Behandlungsfrequenz ist die Therapie mit der VARIO-Stoßwelle wirksamer und zugleich schonender als bei vergleichbaren Techniken
- Durch die Behandlung mit alternierender Energie und Frequenz können sich die Zellen bereits während der Behandlung immer wieder regenerieren. Zellerstörung wird dadurch vermieden.
- Beste Ergebnisse bei Triggerpunkt-Therapie: Intensität, Leistung und Pulsfrequenz der VARIO-Stoßwelle lassen sich einfach auf die erforderliche Indikation anpassen



**Gerätewagen** mit großen Rollen für optimale Bewegungswege, inkl. Halterung für das Handstück, Kabelaufwicklung, Halterung für eine Gelflasche, integrierter Zubehörkoffer



Besuchen Sie uns auf der

7.5. - 9.5.

Stand Nr.

F29



## Aufwasser Massage AQUAI



**AQUAI** hat vielseitige Verwendung. Ideal für Rehabilitationszentren und Physikalische Institute.

Auch für den Einsatz im Bereich Wellness und Fitness sowie für Erholungsräume in Betrieben ist Aquai bestens geeignet.

Ein Patient in einem Rehabilitationszentrum oder ein Gast im SPA können die vorteilhafte Kraft der Hydromassage erleben ohne nass zu werden.

Die Massage wird durch eine Schicht von Kunststoff durchgeführt.


### Vorteile der Behandlung:

- Verbesserung von Durchblutung und Stoffwechsel
- Erhöhung des Sauerstoff-Transports in den Muskeln
- Verbesserung im Bewegungsbereich von Extremitäten
- Zugentlastung
- Stressabbau und Entspannung
- Wohlbefinden



### Eigenschaften:

- 6 programmierbare und unabhängige Zonen
- Alle Düsen können gleichzeitig arbeiten
- Düsen für trockene Hydromassage mit erhöhter Festigkeit
- Verstellbare Zonen-Reihenfolge und Häufigkeit der Massage
- Membran- Oberflächentemperatur-Einstellung: Temperatur einstellbar von 30 bis 40°C
- Einstellbare Behandlungszeit (1 – 30 min)
- Verzögerter Start bei programmierter Anzahl von Stunden
- Einstellbare Frequenz und Reihenfolge der Zonen
- Integrierte Heizungs- und Kühlanlage zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur während voreingestellter Stunden, unabhängig von der Anzahl der Behandlungen
- Kein permanenter Wasseranschluss erforderlich
- Leicht zugängliche moderne Farb-Systemsteuerung
- LED-Beleuchtung am Sockel



### Technische Daten:

Maße (LxBxH) [mm]:	2370 x 1140 x 70
Kapazität [l]:	220
Gewicht [kg]:	190
Netzanschluss [V/Hz]:	230/50



### Zusätzliche Optionen:

**Audio:** Ton-Eingang von einem externen Gerät wie Hi-Fi, MP3-Player usw.

**Card manager:** System zur Erleichterung des Verkaufs von Behandlungen durch den Einsatz von Kreditkarten. Im Lieferumfang Software zur Aufladung

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Tel. + 43 (2249) 28170

Fax: + 43 (2249) 21532

office@schinko-medizintechnik.at

Marchfelder Straße 2

A-2301 Groß-Enzersdorf